



Utilisation	Anciens écouvillons	Nouveaux écouvillons
Toutes recherches sauf mycoplasmes, Herpès et Chlamydiae / Gonocoque par PCR	<u>Ecouvillon Transwab à bouchon violet</u> 	<u>Ecouvillon Eswab 490CE.A</u>  * 1 seul écouvillon pour plusieurs demandes
Ecouvillon spécifique pour recherche des mycoplasmes	<u>Ecouvillon VCM à bouchon rouge</u> 	
Ecouvillon spécifique pour recherche de Chlamydiae et Gonocoque par PCR	<u>BD MAX UVE Specimen collection kit</u> 	
Prélèvement urétral Toutes recherches sauf mycoplasmes, Herpès et Chlamydiae / Gonocoque par PCR	<u>Ecouvillon Transwab à bouchon orange</u> 	Pas de modification
Ecouvillon spécifique pour recherche d'Herpès	<u>Ecouvillon Remel Microtest M4RT Transport</u> 	<u>Ecouvillon eNat</u> 