



Accès au manuel de prélèvement SynAIRBIO



<https://inovie-synairbio.manuelprelevement.fr/>

Les délais d'acheminement sont de 8heures maximum sauf précisions particulières dans la 1^{ère} colonne.

<p>Sur 1 tube</p>  <p>Délais d'acheminement courts 2h pour : glycémie sur tube sec 4h pour : LDH, PTH, Amikacine 6h pour : peptide C, Potassium,</p>	<p>Acide Urique Ac Antithyroglobuline (ATG) Ac Antithyropoxydase (ATPO) ACE AFP Albumine sérique, Alcoolémie Amikacine (posologie et, heure d'administration) APO A et B BhCG Bilirubine Totale Bilirubine Directe B2-microglobuline CA 15.3 CA 125 CA 19.9 Calcium Chlore Créatinine</p>	<p>CRP Dépakine =Acide Valproïque (posologie) Cholestérol Total et HDL Cortisol CPK CPKMB C-Peptide Créatinine Digoxine (posologie) DHEA-sulfate Electrophorèse Facteurs Rhumatoïdes Fer Ferritine Folates = Vit B9=Acide folique FSH GGT Glycémie Haptoglobine IgG, IgA, IgM Immuno-fixation serique LDH</p>	<p>LH Lipase Lithium (posologie) Magnésium Myoglobine NT pro BNP Oestradiol Parathormone (PTH) Pré-albumine PSA totale et libre Réserve Alcaline Sodium Procalcitonine (PCT) Phosphatase Alcaline Phosphore Potassium Progésterone Prolactine Protides Sulfate de DHA (SDHEA) T3 Libre, T4 Libre Testostérone TGO, TGP</p>	<p>Triglycérides Troponine Transferrine, Coef de Sat transfer TSH Urée Vancomycine (posologie et heure d'administration) Vitamine B12 Vitamine D totale (25OHD3)</p> <p>SEROLOGIES Cytomégalo virus IgG et IgM Hépatite A IgM et IgG totaux Hépatite B (AchBs, AchBc, AgHBs) Hépatite C HIV 1 et 2 Toxoplasmose Rubéole Sérologie Syphilis</p>
<p>Sur 1 tube</p> 	<p>Sérologie SARS-CoV-2 Sérologie EBV Autres sérologies</p>			
<p>Sur 1 tube</p> 	<p>Allergie Auto-immunité (ACAN, ENA, AntiDNA)</p>			
<p>Sur 1 tube</p> 	<p>Numération/formule Plaquettes</p>	<p>Réticulocytes Vitesse de sédimentation</p>	<p>Hémoglobine glyquée (HBA1c)</p>	
<p>1 tube par détermination</p> 	<p>Groupe sanguin Phénotype Rhésus Kell (1 tube par détermination)</p>	<p>RAI (sur le tube d'une des déterminations)</p>	<p>Coombs direct Test de Kleihauer</p>	
<p>Sur 1 tube</p>  <p>Délai d'acheminement <30 min</p>	<p>Recherche paludisme Ammoniémie</p>			
<p>Sur 1 tube</p>  <p>Délais d'acheminement courts 4h pour TCA, Ddimères, ROSNER 1h pour Héparines</p>	<p>TP TCA Fibrinogène</p>	<p>D-Dimères Héparinémie antiXa AntiXa HBPM</p>	<p>Anticoagulant circulant (envoi) (2 tubes) Facteur Willebrand (envoi) (2 tubes) PC/PS (envoi) (1 tube) Antithrombine (envoi) (1 tube)</p>	
<p>Sur 1 tube</p>  <p>Délai d'acheminement court 4h pour tous les facteurs</p>	<p>Facteurs II ; V ; VII ; X</p>	<p>Facteurs VIII ; IX ; XI</p>	<p>Recommandations particulières</p> <p>Les tubes ,  et  doivent être impérativement remplis</p> <p>En cas de prélèvement sur catheter veuillez purger à l'aide d'un « tube de purge » avant de prélever le 1^{er} tube.</p>	
<p>Sur 1 tube</p> 	<p>Glycémie pour les prélèvements à domicile</p>			
<p>1 tube par prélèvement</p> 	<p>Cycle glycémique, HGPO</p>			
<p>Sur 1 tube</p> 	<p>Lactate sur prélèvement artériel</p>			
<p>Délai d'acheminement <30 min</p>				

Pour les examens qui n'apparaissent pas sur cette liste, veuillez contacter le laboratoire.